


Produktdatenblatt

Produktname	Medlogics Inkontinenz Bettunterlagen mit Seitenflügeln
REF	ADL610
Allgemeine information	Die Inkontinenz-Bettunterlagen mit Flügeln bieten optimalen Schutz sowie Komfort. Die wiederverwendbaren Inkontinenz Bettunterlagen bestehen aus 4 Schichten. Die oberste Schicht transportiert die Feuchtigkeit in die darunterliegenden Schichten. Die obere Schicht trocknet in wenigen Minuten und gewährleistet dem Anwender höchsten Liegekomfort.
Spezifikation	4-lagig, mit Seitenflügeln
Farbe	Grün (Oben) Blau (Unterseite)
Größe	90 x 85 cm (Seitenflügel 45 x 85 cm)
Material	1. Schicht - 100% gebürstetes Polyester (85 g/m ²) 2. Schicht - 70% Polyester / 30% Rayon (340 g/m ²) 3. Schicht - PU-Laminierung (30 g/m ²) 4. Schicht - 100% gebürstetes Polyester (85 g/m ²) Seitenflügel - 50% Baumwolle / 50% Polyester (100 g/m ²)

Produktfoto



Hauptsitz:

Medlogics.com LTD
Lyuben Karavelov 6
9000 Varna, Bulgaria

E info@medlogics.com
W www.medlogics.com

 Medlogics.com