

# Produktdatenblatt

<b>Produktname</b>	Medlogics Viscoelastische Matratze Basic 50 kg/m <sup>3</sup>
<b>REF</b>	VM100
<b>Allgemeine information</b>	Dekubitus ist ein häufiges und potenzielles ernstzunehmendes Problem für bettlägerige Bewohner. DREAMIES Matratzen helfen Bewohnern, welche zu einem Dekubitusrisiko neigen.
Spezifikation	2 Schichten, mit Waschetikett, mit Broschüre
Farbe	Blau
<b>Größe</b>	Länge 200 cm
	Breite 90 cm
	Höhe 12 cm
<b>Material</b>	Äußere Schicht - 100% Polyester nicht gewebt (130 kg/m <sup>3</sup> )
	Innere Schicht - Gedächtnisschaum (50 kg/m <sup>3</sup> ) Polyurethan PU Schaum (30 kg/m <sup>3</sup> )

## Produktfoto



### Hauptsitz:

Medlogics.com LTD  
Lyuben Karavelov 6  
9000 Varna, Bulgaria

**E** info@medlogics.com  
**W** www.medlogics.com



# Produktdatenblatt

<b>Produktname</b>	Medlogics Viscoelastische Matratze Premium 85 kg/m <sup>3</sup>
<b>REF</b>	VM200
<b>Allgemeine information</b>	Dekubitus ist ein häufiges und potenzielles ernstzunehmendes Problem für bettlägerige Bewohner. DREAMIES Matratzen helfen Bewohnern, welche zu einem Dekubitusrisiko neigen.
Spezifikation	2 Schichten, mit Waschetikett, mit Broschüre
Farbe	Blau
<b>Größe</b>	Länge 200 cm
	Breite 90 cm
	Höhe 12 cm
<b>Material</b>	Äußere Schicht - 100% Polyester nicht gewebt (130 kg/m <sup>3</sup> )
	Innere Schicht - Gedächtnisschaum (85 kg/m <sup>3</sup> ) Polyurethan PU Schaum (30 kg/m <sup>3</sup> )

## Produktfoto



### Hauptsitz:

Medlogics.com LTD  
Lyuben Karavelov 6  
9000 Varna, Bulgaria

**E** info@medlogics.com  
**W** www.medlogics.com

