


Produktdatenblatt

Produktname	Medlogics Sockenstrumpfhilfe
REF	EWH20 (Standardversion) NWH10 (Premium-Version mit ausziehbaren Griffen) EW140 (Extra breite Standardversion) NW120 (Extra breite Premium-Version mit ausziehbaren Griffen)
Allgemeine information	Die Strumpfanziehilfe von Medlogics unterstützt das Anziehen von Kompressionssocken: - Leicht - Rahmenkonstruktion mit einer Schutzabdeckung, um ein Reißen und Kratzen zu verhindern - Stabile Konstruktion - Mit schwarzem weichen Lenker, rutschfest vom Griff
Größe	19 x 20,2 x 34 (NW120 und EW140)
	21,4 x 20,2 x 41 (NWH10 und EWH20)
Breite	120 mm (NW120 und NWH10)
	140 mm (EW140 und EWH20)
Gewicht	0,7 kg (NW120 und EW140)
	1,05 kg (NWH10 und EWH20)

Produktfoto



Hauptsitz:

Medlogics.com LTD
Lyuben Karavelov 6
9000 Varna, Bulgaria

E info@medlogics.com
W www.medlogics.com

 Medlogics.com