

Produktdatenblatt

Produktname	Medlogics Einmalinkontinenzunterlagen
REF	ADL700
Allgemeine information	Hochabsorbierende 7-lagige Bettunterlagen. Sie sind ideal, um Zeit und Energie beim Waschen zu sparen. Ein völlig wasserdichter Rücken sorgt dafür, dass keine Flüssigkeit durch die Unterlage gelangen kann. Die weichen Oberlagen sind sanft zur Haut. Die inneren Schichten sorgen für eine schnelle Absorption und Dispersion der Flüssigkeiten. Entfalten Sie die Unterlage für den Gebrauch komplett.
Farbe	Weiß (Oben) Grün (Unterseite)
Größe	60 x 90 cm
Material	Verkleidung - 100% Baumwolle, 100% Polyester, Baumwolle / Polyester, Bambus Einweichschicht - Polyester / Rayon-Mischung Vlies Barriere - PU oder PVC Unterstützung - 100% Polyester

Produktfoto



Hauptsitz:

Medlogics.com LTD
Lyuben Karavelov 6
9000 Varna, Bulgaria

E info@medlogics.com
W www.medlogics.com

 Medlogics.com