

# Produktdatenblatt

<b>Produktname</b>	Medlogics Elektr. Aufsteh- und Liegesessel
<b>REF</b>	RC100 (Blau) RC110 (Rot) RV120 (Gelb)
<b>Allgemeine Information</b>	<p>Zu den Eigenschaften des Stuhls: Der Stuhl kann angehoben und zurück gelehnt werden. Die Hebefunktion des Stuhls ist speziell für ältere Menschen oder Personen mit Knieproblemen konzipiert. Der Sessellift in der obersten Position ist hilfreich, damit die Menschen vom Stuhl aufstehen können. Die Liegefunktion dient hauptsächlich zum Entspannen, wie Fernsehen, Schlafen und so weiter. Der Stoffbezug ist in den Farben blau, rot und gelb erhältlich. Schwer entflammbar. Das Eigengewicht beträgt 30 kg und die maximale Belastbarkeit liegt bei 130 kg. Die Verstellung der Rücken- und Beinauflage erfolgt durch die integrierte Handbedienung. 1 Motor. Maße: Sitzbreite 50 cm, Sitztiefe 50 cm, Sitzhöhe 49 cm, Armlehnenhöhe 61 cm, Rückenbreite 54 cm, Rückenlänge 65 cm, Gesamthöhe 103 cm, Gesamttiefe 78 cm.</p>
<b>Spezifikation</b>	Schwer entflammbar
	Verstellbare Rücken- und Beinauflage
	Handbedienung
	1 Motor
<b>Material</b>	Polyester
<b>Maximale Tragfähigkeit</b>	130 kg

## Produktfoto



### Hauptsitz:

Medlogics.com LTD  
Lyuben Karavelov 6  
9000 Varna, Bulgaria

E info@medlogics.com  
W www.medlogics.com

 Medlogics.com