

Produktdatenblatt

Produktname	Medlogics Inkontinenz Sitzunterlagen
REF	ADL510 (Rot) ADL520 (Braun) ADL530 (Blau) ADL540 (Rot/Braun)
Allgemeine information	Die 5-lagigen Sitzunterlagen aus 100% Polyester bieten höchsten Schutz bei Inkontinenz.
Spezifikation	4 schichten, Bindungskanten
Farbe	Rot, Braun, Grün, Hellblau, Dunkelblau, Plaid (Oben)
	Schwarz (Unterseite)
Größe	50 x 40 cm
Material	1. Schicht - 100% gebürstetes Polyester (85 g/m ²)
	2. Schicht - 70% Polyester / 30% Rayon (340 g/m ²)
	3. Schicht -PU-Laminierung (30 g/m ²)
	4. Schicht - 100% gebürstetes Polyester (85 g/m ²)

Produktfoto



Hauptsitz:

Medlogics.com LTD
Lyuben Karavelov 6
9000 Varna, Bulgaria

E info@medlogics.com
W www.medlogics.com

