

Produktdatenblatt

Produktname	Medlogics Transport-Rollator
REF	RL100
Allgemeine Information	Der leichte Aluminium-Transportrollator mit Sitz und Rollstuhl wurde entwickelt, um Personen, die beim Gehen Unterstützung benötigen, eine bequeme Mobilitätshilfe zu bieten. Dieses vielseitige Gerät kombiniert die Funktionalität eines Rollators und eines Rollstuhls und bietet dem Benutzer die Flexibilität, je nach Bedarf zwischen den beiden Modi zu wechseln.
Spezifikation	Einkaufstasche
	Einfach zu bedienen
	faltbare Konstruktion
	Größe: 97,2 x 64,1 cm
Material	Hergestellt aus leichtem Aluminium

Produktfoto



Hauptsitz:

Medlogics.com LTD
Lyuben Karavelov 6
9000 Varna, Bulgaria

E info@medlogics.com
W www.medlogics.com

