

Fiche technique du produit

Nom du produit	Medlogics Coussin de siège viscoélastique
REF	AC100
Informations générales	Le coussin de siège viscoélastique offre aux résidents un haut niveau de confort. Il s'adapte à la forme du corps et procure un soulagement optimal de la pression. Le coussin viscoélastique est utilisé pour la prévention de la décubitus.
Spécification	3 couches, avec étiquette de lavage, avec carte d'insertion, jusqu'à 100kg
Couleur	Bleu
Taille	Longueur 45 cm
	Largeur 45 cm
	La taille 9 cm
Matériel	Couche supérieure - Mousse visco-élastique 3 cm (85 kg/m ³)
	Couche du milieu - Mousse de soutien souple 3 cm (28 kg/m ³)
	Couche inférieure - Mousse de soutien rigide 3 cm (30 kg/m ³)

Photo du produit



Siège social:

Medlogics.com LTD
Lyuben Karavelov 6
9000 Varna, Bulgaria

E info@medlogics.com
W www.medlogics.com

 Medlogics.com