

Fiche technique du produit

Nom du produit	Medlogics Alèse pour lit contre l'incontinence sans rabats
REF	ADL600
Informations générales	<p>Les alèses d'incontinence pour lit off rent une protection optimale ainsi que le confort. Les alèses réutilisables sont constituées de quatre couches fonctionnelles.</p> <p>La couche supérieure transporte l'humidité non désirée directement vers les couches inférieures et sèche en quelques minutes afin que l'utilisateur ne ressente aucune humidité.</p>
Spécification	4 couches
Couleur	Vert (Haut) Bleu (Bas)
Taille	90 x 85 cm
Matériel	1 ^{er} couche - 100% Polyester brossé (85 g/m ²) 2 ^e couche - 70% polyester / 30% rayonne (340 g/m ²) 3 ^e couche - Plastification PU (30 g/m ²) 4 ^e couche - 100% Polyester brossé (85 g/m ²)

Photo du produit



Siège social:

Medlogics.com LTD
Lyuben Karavelov 6
9000 Varna, Bulgaria

E info@medlogics.com
W www.medlogics.com

 Medlogics.com