

# Fiche technique du produit

<b>Nom du produit</b>	Medlogics Alèse pour lit contre l'incontinence avec rabats
<b>REF</b>	ADL610
<b>Informations générales</b>	<p>Les alèses d'incontinence pour lit off rent une protection optimale ainsi que le confort. Les alèses réutilisables sont constituées de quatre couches fonctionnelles.</p> <p>La couche supérieure transporte l'humidité non désirée directement vers les couches inférieures et sèche en quelques minutes afin que l'utilisateur ne ressente aucune humidité.</p>
<b>Spécification</b>	4 couches, avec des ailes
<b>Couleur</b>	Vert (Haut) Bleu (Bas)
<b>Taille</b>	90 x 85 cm (Rabats 45 x 85 cm)
<b>Matériel</b>	<p>1<sup>er</sup> couche - 100% Polyester brossé (85 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>2<sup>e</sup> couche - 70% polyester / 30% rayonne (340 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>3<sup>e</sup> couche - Plastification PU (30 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>4<sup>e</sup> couche - 100% Polyester brossé (85 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Rabats - 50% coton / 50% polyester (100 g/m<sup>2</sup>)</p>

## Photo du produit



### Siège social:

Medlogics.com LTD  
Lyuben Karavelov 6  
9000 Varna, Bulgaria

**E** info@medlogics.com  
**W** www.medlogics.com

 Medlogics.com