

Fiche technique du produit

Nom du produit	Medlogics Béquilles
REF	FC100 (Bleu) FC200 (Rouge) FC300 (Gris) FC400 (Noir)
Informations générales	Le dossier réglable en 5 positions et doté d'un petit oreiller confortable offre un soutien et un confort sur mesure aux personnes qui recherchent des solutions ergonomiques pour s'asseoir. Conçu pour le confort de l'utilisateur, ce dossier présente un design polyvalent qui peut être réglé sur cinq positions différentes, permettant aux utilisateurs de trouver l'angle parfait pour un soutien et une relaxation optimaux.
Spécification	Hauteur réglable de 75 à 98 cm
	Coussin souple
	Conception ergonomique
Matériel	Fabriquée en alliage d'aluminium

Photo du produit



Siège social:

Medlogics.com LTD
Lyuben Karavelov 6
9000 Varna, Bulgaria

E info@medlogics.com
W www.medlogics.com

