

# Fiche technique du produit

<b>Nom du produit</b>	Medlogics Alèses lit jetables
<b>REF</b>	ADL700
<b>Informations générales</b>	<p>Les alèses jetables pour lit sont très absorbantes et possèdent 7 couches. Elles sont un moyen idéal pour gagner du temps et de l'énergie sur le lavage. Un dos complètement étanche, avec la garantie qu'aucun liquide ne puisse passer à travers le sous-tapis. Ses couches fines sont douces pour la peau. Elles assurent une absorption et une dispersion rapides à travers tout le coussinet.</p>
<b>Couleur</b>	Blanc (Haut) Vert (Bas)
<b>Taille</b>	60 x 90 cm
<b>Tissu principal</b>	Revêtement - 100% coton, 100% polyester, coton / polyester, bambou Tremper - Mélange polyester / rayonne non tissé Barrière - PU ou PVC Support - 100% Polyester

## Photo du produit



### Siège social:

Medlogics.com LTD  
Lyuben Karavelov 6  
9000 Varna, Bulgaria

**E** info@medlogics.com  
**W** www.medlogics.com

 Medlogics.com