

Fiche technique du produit

Nom du produit	Medlogics Gelbodies PréTECTEURS	page 1/2
Protecteur REF / Taille / Dimensions	Talon & Coude GB010 / S / 20-25 cm GB011 / M / 25-30 cm GB012 / L / 30-36 cm GB013 / XL / 36-41 cm	
	Tib GB021 / M / 25-33 cm GB041 / L / 33-41 cm	
	Talon & Cheville GB030 / S / 20-25 cm GB031 / M / 25-30 cm GB032 / L / 30-36 cm	
	Genou GB040 / S / 23-28 cm GB041 / M / 28-33 cm GB042 / L / 33-41 cm	
	Hanche GB050 / S / 71-79 cm GB051 / M / 79-85 cm GB052 / L / 85-93 cm	

Siège social:

Medlogics.com LTD
Lyuben Karavelov 6
9000 Varna, Bulgaria

E info@medlogics.com
W www.medlogics.com

Fiche technique du produit

Nom du produit	Medlogics Gelbodies PréTECTeurs	page 2/2
Informations générales	<p>Les protecteurs Gelbodies assurent la protection des parties corporelles exposées au risque de formation des ulcères décubitus (des escarres) et l'endommagement des lésions nerveuses. Gelbodies peuvent être utilisés continuellement et en prévention des escarres. Les protecteurs sont utilisés dans les hôpitaux, les maisons de retraite et pour les soins à domicile.</p> <p>Le gel est enveloppé dans un petit sac en coton-lycra extensible et qui adhère parfaitement à la peau. Le petit sac en coton- lycra peut être lavé à 40°C après que le support de gel a été ôté. Vous pouvez nettoyer le support de gel avec un produit nettoyant et une serviette humide. Les protecteurs peuvent être portés jusqu'à 12 heures toutes les 24 heures.</p>	
Emballage	2 x coussinets en gel de silicone 2 x coolbands textiles 1 x flyer A4 (As'applique pour chaque numéro d'article)	
Matériel Gelpad	Gel PU; Extérieur - film TPU	
Matériel Textile	85% coton, 10% lycra, 5% polyester	

Siège social:

Medlogics.com LTD
Lyuben Karavelov 6
9000 Varna, Bulgaria

E info@medlogics.com
W www.medlogics.com

