

Fiche technique du produit

Nom du produit	Medlogics Fauteuil électrique inclinable
REF	RC100 (Bleu) RC110 (Rouge) RV120 (Jaune)
Informations générales	<p>La chaise peut être levée et adossée. La fonction de levage de la chaise est spécialement conçue pour les personnes âgées ou souffrant de problèmes au genou. Le siège en position haute est utile pour permettre aux gens de se lever de la chaise. La fonction d'inclinaison est principalement destinée à la détente, comme regarder la télévision, dormir, etc. La housse en tissu est disponible en bleu, rouge et jaune. Difficilement inflammable. Le poids mort est de 30 kg et la capacité de charge maximale est de 130 kg. Le réglage du dossier et du repose-jambes est effectué à l'aide de la commande manuelle intégrée. 1 moteur. Dimensions: largeur d'assise 50 cm, profondeur d'assise 50 cm, hauteur d'assise 49 cm, hauteur de l'accoudoir 61 cm, largeur du dossier 54 cm, hauteur du dossier 65 cm, hauteur totale 103 cm, profondeur totale 78 cm.</p>
Spécification	Difficilement inflammable
	Dossier et repose-jambes réglables
	Opération manuelle
	1 moteur
Matériel	Polyester
Capacité de charge maximale:	130 kg

Photo du produit



Siège social:

Medlogics.com LTD
Lyuben Karavelov 6
9000 Varna, Bulgaria

E info@medlogics.com
W www.medlogics.com

 Medlogics.com