

Productgegevensblad

Productnaam	Medlogics Visco-elastisch zitkussen
REF	AC100
Algemene informatie	Het visco-elastische zitkussen biedt de inzittenden veel comfort. Het past zich aan de individuele lichaamsvorm aan en zorgt voor optimale drukverlichting. Het visco-elastische zitkussen wordt gebruikt voor decubitusprofylaxe.
Specificatie	3 lagen, met waslabel, met insteekkaart, tot 100 kg
Kleur	Blauw
Maat	Lengte 45 cm
	Breedte 45 cm
	Hoogte 9 cm
Materiaal	Bovenste laag - 3 cm visco-elastisch schuim (85 kg/m ³)
	Middelste laag - 3 cm zacht steunschium (28 kg/m ³)
	Onderste laag - 3 cm zacht steunschium (30 kg/m ³)

Productfoto

