

Productgegevensblad

Productnaam	Medlogics Bedonderleggers zonder vleugels
REF	ADL600
Algemene informatie	De incontinentie bedonderlegger biedt optimale bescherming en comfort. Tussen matras en lakens bieden de bedonderlegger een gevoel van veiligheid bij incontinentie. De herbruikbare bedonderlegger bestaan uit 4 lagen. De bovenste laag transporteert het vocht naar de onderliggende lagen. De bovenste laag droogt in enkele minuten en zorgt voor maximaal comfort voor de gebruiker.
Specificatie	4 lagen
Kleur	Groen (Top)
	Blauw (Bodem)
Maat	90 x 85 cm
Materiaal	1 ^e laag - 100% geborsteld polyester(85 g/m ²)
	2 ^e laag - 70% polyester / 30% rayon (340 g/m ²)
	3 ^e laag - PU-Laminierung (30 g/m ²)
	4 ^e laag - 100% geborsteld polyester (85 g/m ²)

Productfoto



Hoofdkantoor:

Medlogics.com LTD
Lyuben Karavelov 6
9000 Varna, Bulgaria

E info@medlogics.com
W www.medlogics.com

