

Productgegevensblad

Productnaam	Medlogics Bedonderleggers met vleugels
REF	ADL610
Algemene informatie	De incontinentie bedonderlegger biedt optimale bescherming en comfort. De herbruikbare bestaan uit 4 lagen. De bovenste laag transporteert het vocht naar de onderliggende lagen. De bovenste laag droogt in enkele minuten en zorgt voor maximaal comfort voor de gebruiker.
Specificatie	4 lagen, met vleugels
Kleur	Groen (Top)
	Blauw (Bodem)
Maat	90 x 85 cm (vleugels 45 x 85 cm)
Materiaal	1 ^e laag - 100% geborsteld polyester (85 g/m ²)
	2 ^e laag - 70% polyester / 30% rayon (340 g/m ²)
	3 ^e laag - PU-Laminierung (30 g/m ²)
	4 ^e laag - 100% geborsteld polyester (85 g/m ²)
	Vleugels - 50% katoen / 50% polyester (100 g/m ²)

Productfoto



Hoofdkantoor:

Medlogics.com LTD
Lyuben Karavelov 6
9000 Varna, Bulgaria

E info@medlogics.com
W www.medlogics.com

