

Productgegevensblad

Productnaam	Medlogics Incontinentie zitkussen
REF	ADL510 (Rood) ADL520 (Bruin) ADL530 (Blauw) ADL540 (Rood/Bruin)
Algemene informatie	De 100% polyester zitkussens bieden het hoogste niveau van bescherming bij incontinentie.
Specificatie	4 lagen, Bindende randen
Kleur	Rood, Bruin, Groen, Lichtblauw, Donkerblauw, Geruit (Top) Zwart (Onderste)
Maat	50 x 40 cm
Materiaal	1 ^e laag - 100% geborsteld polyester (85 g/m ²) 2 ^e laag - 70% polyester / 30% rayon (340 g/m ²) 3 ^e laag - PU lamineren (30 g/m ²) 4 ^e laag - 100% geborsteld polyester (85 g/m ²)

Productfoto



Hoofdkantoor:
Medlogics.com LTD
Lyuben Karavelov 6
9000 Varna, Bulgaria

E info@medlogics.com
W www.medlogics.com

 **Medlogics.com**