

Productgegevensblad

Productnaam	Medlogics Incontinentie onderleggers
REF	ADL700
Algemene informatie	De wegwerp incontinentie onderleggers zijn zeer absorberende 7-laags onderleggers. Ze zijn ideaal om tijd en energie te besparen tijdens het wassen. Een volledig waterdichte achterkant zorgt ervoor dat er geen vloeistof door de pad kan komen. De zachte bovenlagen zijn zacht voor de huid. De binnenste lagen zorgen voor een snelle absorptie en dispersie van de vloeistoffen. Vouw de onderlaag volledig open voor gebruik.
Kleur	Wit (Top)
	Groen (Onderkant)
Maat	60 x 90 cm
Belangrijkste stof	Bekleding - 100% katoen, 100% polyester, katoen / polyester, bamboe
	Doorwekende laag - Niet-geweven polyester / rayonmix
	Barrière - PU of PVC
	Steun - 100% Polyester

Productfoto



Hoofdkantoor:

Medlogics.com LTD
Lyuben Karavelov 6
9000 Varna, Bulgaria

E info@medlogics.com
W www.medlogics.com

 **Medlogics.com**