

Productgegevensblad

Productnaam	Medlogics Gelbodies schützer	pagina 1/2
Beschermer REF / Maat / Dimensies	Hiel & Elleboog GB010 / S / 20-25 cm GB011 / M / 25-30 cm GB012 / L / 30-36 cm GB013 / XL / 36-41 cm	
	Scheenbeen GB021 / M / 25-33 cm GB041 / L / 33-41 cm	
	Hiel & enkel GB030 / S / 20-25 cm GB031 / M / 25-30 cm GB032 / L / 30-36 cm	
	Knie GB040 / S / 23-28 cm GB041 / M / 28-33 cm GB042 / L / 33-41 cm	
	Heup GB050 / S / 71-79 cm GB051 / M / 79-85 cm GB052 / L / 85-93 cm	

Hoofdkantoor:

Medlogics.com LTD
Lyuben Karavelov 6
9000 Varna, Bulgaria

E info@medlogics.com
W www.medlogics.com

 Medlogics.com

Productgegevensblad

Productnaam	Medlogics Gelbodies schützer	pagina 2/2
Algemene informatie	Gelbodies bieden bescherming tegen het ontstaan van doorligwonden. Gelbodies helpen met het voorkomen van decubitus. Ze worden gebruikt in het ziekenhuis, verzorgingstehuizen en in de thuiszorg wereldwijd thuiszorg wereldwijd. Het Coolband textiel voelt goed aan, is huid neutraal, ademt en kan worden gewassen op 40°C. De Gelpads kunnen schoongemaakt worden met een vochtige doek en een standaard schoonmaakmiddel. De Gelpads kunnen niet in de wasmachine worden gewassen. Gelbodies kunnen 12 gedragen worden binnen een periode van 24 uur.	
Verpakking	2 x siliconen gelpads 2 x textiel coolbands 1 x A4-flyer (Ageldt voor elk artikelnummer)	
Materiaal Gelpad	PU-gel; Buiten - TPU-film	
Materiaal textiel	85% katoen, 10% lycra, 5% polyester	

Hoofdkantoor:

Medlogics.com LTD
Lyuben Karavelov 6
9000 Varna, Bulgaria

E info@medlogics.com
W www.medlogics.com

