

Productgegevensblad

Productnaam	Medlogics Elektrische opstaan en lig fauteuil
REF	RC100 (Blauw) RC110 (Rood) RV120 (Geel)
Algemene informatie	De stoel kan worden opgetild en achterover worden geleund. De heffunctie van de stoel is speciaal ontworpen voor oudere mensen of mensen met knieklachten. De stoellift in de bovenste positie is handig, zodat mensen uit de stoel kunnen opstaan. De liggende functie is vooral bedoeld om te ontspannen, zoals tv kijken, slapen enzovoort. De stoffen bekleding is verkrijgbaar in blauw, rood en geel. Vlamvertragend. Het eigengewicht is 30 kg en het maximale belastbare vermogen is 130 kg. De aanpassing van de rug- en beensteun kunt u doen middels de geïntegreerde handbediening. 1 motor. Afmetingen: zitbreedte 50 cm, zitdiepte 50 cm, zithoogte 49 cm, armleunhoogte 61 cm, rugbreedte 54 cm, rughoogte 65 cm, totale hoogte 103 cm, totale diepte 78 cm.
Specificatie	Vlamvertragend
	Verstelbare rug- en beensteun
	Handmatige bediening
	1 motor
Materiaal	Polyester
Max. Belastbaar	130 kg

Productfoto



Hoofdkantoor:
Medlogics.com LTD
Lyuben Karavelov 6
9000 Varna, Bulgaria

E info@medlogics.com
W www.medlogics.com

 **Medlogics.com**