

Productgegevensblad

Productnaam	Medlogics Visco-elastische matras Basic 50 kg/m ³
REF	VM100
Algemene informatie	DREAMIES-matrassen helpen bewoners die vatbaar zijn voor het risico op decubitus. Onze matrassen zijn speciaal ontwikkeld voor decubitus-profylaxe en kan worden gebruikt tot fase 3. Daardoor bereiken we een verbeterde bloedcirculatie, optimale drukverlichting en een minimalisatie van afschuifkrachten.
Specificatie	2 lagen, met waslabel, met pamflet
Kleur	Blauw
Maat	Lengte 200 cm
	Breedte 90 cm
	Hoogte 12 cm
Materiaal	Uit laag - 100% polyester non-woven (130 kg/m ³)
	Binnenste laag - Traagschuim (50 kg/m ³) - Polyurethaan PU-schuim (30 kg/m ³)

Productfoto



Productgegevensblad

Productnaam	Medlogics Visco-elastische matras Premium 85 kg/m ³
REF	VM200
Algemene informatie	DREAMIES-matrassen helpen bewoners die vatbaar zijn voor het risico op decubitus. Onze matrassen zijn speciaal ontwikkeld voor decubitus-profylaxe en kan worden gebruikt tot fase 3. Daardoor bereiken we een verbeterde bloedcirculatie, optimale drukverlichting en een minimalisatie van afschuifkrachten.
Specificatie	2 lagen, met waslabel, met pamflet
Kleur	Blauw
Maat	Lengte 200 cm
	Breedte 90 cm
	Hoogte 12 cm
Materiaal	Uit laag - 100% polyester non-woven (130 kg/m ³)
	Binnenste laag - Traagschuim (85 kg/m ³) - Polyurethaan PU-schuim (30 kg/m ³)

Productfoto

