

Productgegevensblad

Productnaam	Medlogics Wasbare bewoners Slabben		
Subproduct REF	Beemster WB011 (Blauw) WB012 (Groen) WB013 (Violet)	Edam WB021 (Blauw) WB022 (Groen) WB023 (Violet)	Gouda WB031 (Blauw) WB032 (Groen) WB033 (Violet)
Algemene informatie	De voorkant van de slabben is extreem zacht dankzij de microvezeldoek, de zachtheid van het materiaal is zeer comfortabel en voelt zeer comfortabel aan op de huid. De achterkant van het beschermende servet is voorzien van een waterdichte barrièrelaag die, bij het morsen van vloeistoffen, ervoor zorgt dat de kleding van de inzittenden droog blijft door de waterdichte barrièrelaag.		
Specificatie	2 lagen, bindende randen		
Kleur	groen, lichtblauw, paars		
Maat	Beemster 47 x 59 cm	Edam 54 x 70 cm	Gouda 47.5 x 69 cm
Material	1 ^e laag - 100% polyester badstof (240 g/m ²)		
	2 ^e laag- 100% polyester met vinylcoating (310 g/m ²)		

Productfoto



Hoofdkantoor:
Medlogics.com LTD
Lyuben Karavelov 6
9000 Varna, Bulgaria

E info@medlogics.com
W www.medlogics.com

 **Medlogics.com**